

OMNIOPTIC™ INTERCHANGEABLE LOUPE



最適な倍率を選択し
拡大鏡を交換できる双眼ルーペです。



■仕様

倍率	作業距離	視野径	焦点深度	重量
2.5X	31~71cm	10.4cm	12.7cm	67.6g
3.5X		8.9cm	9.1cm	85.6g
4.5X	35.5~66cm	7.5cm	6.7cm	89.4g
5.5X		6.4cm	5.9cm	92.4g

※作業距離は上記でカスタマイズ

■フレーム : レジェンドフレーム

カラー



ブラック

つや消し

ツイスト

メルロー

ブルー

サイズ : S、M、L

OMNIOPTIC™
By ORASCOPTIC®

販売名 双眼ルーペ 製造販売届出番号 13B1X00168000047



製造販売元
日本エー・シー・ピー株式会社
(連絡先)
〒113-0033 東京都文京区本郷 2-27-3
TEL:03-3814-2345 FAX:03-3814-7484
<http://www.acpjapan.co.jp/>