

LATEX-SAFE

# Aorta / Vein Punch

FOR USE IN MYOCARDIAL REVASCULARIZATION



円形



楕円形



## アオルタベインパンチ (21900BZX00270000)

CABG手術用ディスポーザブルA/Vパンチ

- ・選択したサイズ通りの正確なカットが可能です。
- ・大きなフィンガーリングでコントロールがしやすく、安全で確実な操作性を保證します。
- ・テーパチップにより障害のないクリアな手術視野を確保します。
- ・1本入/パック、5パック入/箱

### 円形 全長14.5 cm

Cat. No.	サイズ
1001-600	2.7 mm
1001-601	3.5 mm
1001-602	4.0 mm
1001-604	4.5 mm
1001-605	5.0 mm
1001-606	5.5 mm
1001-607	6.0 mm

### 円形 全長19 cm

Cat. No.	サイズ
1001-620	2.7 mm
1001-621	3.5 mm
1001-622	4.0 mm
1001-624	4.5 mm
1001-626	5.0 mm
1001-628	5.5 mm
1001-629	6.0 mm

### 楕円形 全長14.5 cm

Cat. No.	サイズ
1001-608	4.0 x 2.0 mm
1001-610	6.0 x 2.0 mm

### 楕円形 全長19 cm

Cat. No.	サイズ
1001-609	4.0 x 2.0 mm
1001-611	6.0 x 2.0 mm



Surgical products designed and manufactured by the Scanlan family since 1921



製造販売元

日本エー・シー・ピー株式会社